


あの試薬、確かあそこに入れたはず・・・??



- フリーザー内の試薬が多く、**管理**できない・・・
- 在庫があるのに、**また**買ってしまった・・・
- 自分の試薬が**どこ**にあるかわからなくなった！
- 毎回、試薬を**探す**のに時間がかかる・・・
- **紙の台帳**で管理するのが面倒・・・

フリーザー試薬管理アプリをご活用ください！！



- ① タブレットを使って、試薬瓶に添付したQRコード、バーコードを取り込みます。
(もしくは、試薬瓶のラベルを撮影して取り込むこともできます。)
- ② 取り込んだ試薬の格納場所をタブレットに入力します。
- ③ 試薬を使うときには、タブレットで目的の試薬の場所が確認できます。



QRコード



バーコード



ラベルを撮影



試薬管理の流れ





納入された
試薬瓶・試薬箱

QRコード/
バーコードを添付

何も添付しない
(ラベルを使います)





構成内容		弊社よりご提供する機器	お客様にてご用意していただく機器
A	研究所構内にサーバーを設置してご利用いただきます。	<ul style="list-style-type: none"> ・タブレット 1 台 ・サーバー機 1 台 	<ul style="list-style-type: none"> ・無線 LAN ・構内配線等
B	インターネット上でサーバーを用意してご利用いただきます。	<ul style="list-style-type: none"> ・タブレット 1 台 	<ul style="list-style-type: none"> ・無線 LAN ・インターネット接続環境 ・レンタルサーバー等
		<ul style="list-style-type: none"> ・タブレット 1 台 ・レンタルサーバー 	<ul style="list-style-type: none"> ・無線 LAN ・インターネット接続環境

